

FICHE PRODUIT



Filet à plancton 65 µm pour échantillonnage/prélèvement

Référence : SOC-C1037305

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Maillage 65 µm

Conception robuste avec un anneau galvanisé solide Ø 200mm avec fixation pour le mécanisme à ressort d'un manche télescopique (non inclus). Le filet de récolte en soie est cousu à un support en lin vert qui entoure l'anneau. Avec récipient de collecte PE 100ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13200-filet-a-plancton-65-m-pour-echantillonnage-prelevement.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com