

FICHE PRODUIT

Filet à tamis pour échantillonnage / prélèvements

Référence : SOC-C1037303

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **filet à tamis ou épuisette** est un outil qui permet de ramasser de petits organismes au fond d'une rivière avec le dépôt.

Idéal lors de vos **expériences scientifiques** avec vos étudiants ou vos élèves.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 260 mm

Ouverture des mailles: 1.5 mm

Hauteur du filet: 240 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13201-filet-a-tamis-pour-echantillonnage-prelevements.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com