

FICHE PRODUIT

Chariots de ménage amagnétiques **MAGNET**

Référence : SOC-H905MEN100

Points forts

- Mobilier d'imagerie amagnétique : Chariot de ménage amagnétique MAGNET 100

Description du produit

Chariots de ménage amagnétiques **MAGNET**

Les chariots de ménage amagnétiques **MAGNET** sont utilisés pour la propreté en **environnement IRM**. Ils sont amagnétiques et composés d'accessoires 100% polypropylène, qui garantissent une conformité et une sécurité totales lors des interventions d'entretien courant et de bio-nettoyage **sur plateaux IRM** ou tout autre secteur de pointe utilisant **des technologies avec champs magnétiques**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CHARIOTS DE MANAGE MAGNET :

Matière : 100% Polypropylène
MR SAFE

EQUIPEMENT DE SERIE :

- 1 Base 66 x 52 cm / 91x52cm roues caoutchouc Ø 125 mm
- 2 à 3 Montants
- 1 à 3 Paroi latérale fixe lisse
- 1 Porte latérale lisse avec serrure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Cassette supérieure porte-seaux
- 3 à 4 Seaux 4 / 8L Bleu, Rouge, Vert et Jaune
- 2 Tiroirs 22 L 1avec clé / 1 de 40L sans clé
- 2 Supports de bacs latéraux 54x26.5x12cm
- 2 Seaux 20 L Bleu, Rouge avec couvercle
- 1 Support sac 110 - 130 L avec poignée de guidage
- 1 Insert de tri 1/3 + 2/3 ; 2x60L
- 2 supports manche
- 1 Grille d'imprégnation pour tiroir
- 2 Crochets

Sac non fourni

Les chariots de ménage amagnétiques MAGNET ne sont pas modulables et sont livrés uniquement dans leur configuration type.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-et-gueridon-amagnetiques/13202-chariots-de-menage-amagnetiques-magnet.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Mobilier d'imagerie amagnetique	Chariot de ménage amagnétique MAGNET 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mob_img_dim - Magnet 100: 92x58x110cm	SOC-H905MEN100-1	
mob_img_dim - Magnet 200: 92x58x116cm	SOC-H905MEN105	
mob_img_dim - Magnet 300: 118x58x110cm	SOC-H905MEN110	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com