

FICHE PRODUIT

Lampe d'examen LED modèle CARLA 4,2 W (faisceau 25°)

Référence : SOC-LEDB0650IS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Portable
- Application : Médecine Générale
- Type interrupteur : Interrupteur classique

Description du produit

Lampe d'examen LED modèle CARLA 4,2 W (faisceau 25°)

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage diffus et homogène (25°), idéale pour les soins et examens généraux.

Munie d'un bras flexible résistant et silencieux qui lui confère une maniabilité exceptionnelle pour un positionnement très précis.

L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable (classe II double isolation)

Option : Interrupteur sans contact

Fixation en option : Etau simple, étau universel, étau pour rail, pied roulant télescopique lesté (60/100cm), bras mural articulé (2 x 40 cm)

Fabrication Française / Garantie 3 ans

Dispositif médical de Classe I

Fixations : Etau simple, étau universel, étau pour rails médicaux, pied roulant télescopique, bras

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mural articulé (2 x 40 cm).

La lampe peut être fixée sur un rail du fauteuil d'examen en position horizontale avec l'étau pour un plus grand confort d'utilisation.

Spécifications techniques de la lampe d'examen à LED :

- Puissance : 4,2 W comparable à 20 W halogène
- Température de couleur : 4500 °K
- Distance d'éclairage :
 - * 20 000 lux à 30 cm, diamètre éclairé : 15 cm
 - * 7 000 lux à 50cm, diamètre éclairé : 20 cm
 - * 1700 lux à 100 cm, diamètre éclairé : 30 cm
- Intensité lumineuse : 420 lumens
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95
- Fixations possibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Longueur de câble : 3 mètres
- Isolation : Classe II
- Tête de lampes cotes : 60 x 95 mm
- Base de lampe cote : 69 x 69 x 60 mm
- Entraxe : 54,5 mm
- Couleurs disponibles : Blanche / noire
- Poids : 1,2 kg

Configurations disponibles :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle Lampe CARLA	Poids
Lampe LED - bras flexible L.65 cm	1,2 kg
Lampe LED - bras flexible L.65 cm + Interrupteur Sans Contact	1,2 kg
Lampe LED - bras flexible L.100 cm	1,6 kg
Lampe LED - bras flexible L.100 cm + Interrupteur Sans Contact	1,6 kg
Lampe LED - bras flexible L.123 cm	2,1 kg
Lampe LED - bras flexible L.123 cm + Interrupteur Sans Contact	2,1 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/13218-lampe-d-examen-led-pour-gynecologie-modele-carla-4-2-w.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Portable
Application	Médecine Générale
Type interrupteur	Interrupteur classique
Longueur du bras de la lampe	65 cm

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible	SOC-LEDB0650	
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible + Interrupteur Sans Contact	SOC-LEDB0650ISC	
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible + pied télescopique mobile	SOC-LEDB0650A	
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 100 cm	SOC-LEDB0900	
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 100 cm + Interrupteur Sans Contact	SOC-LEDB0900ISC	
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 123 cm	SOC-LEDB1200	
configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 123 cm + Interrupteur Sans Contact	SOC-LEDB1200ISC	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com