

FICHE PRODUIT

Gouge mousse repousse chair

Référence : SOC-GEU-287351

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La **Gouge Mousse Repousse-chair 2 mm** est un instrument de précision spécialement conçu pour les soins de manucure et pédicurie, notamment pour la prévention et le traitement des ongles incarnés. Sa forme fine et son extrémité adaptée permettent d'accéder sans difficulté au **sillon péri-unguéal**, facilitant l'élimination des débris, impuretés ou morceaux d'ongle responsables de l'inflammation.

Grâce à sa conception ergonomique, l'outil offre une prise en main confortable et une excellente maîtrise des gestes, garantissant un travail précis et sécurisé. Fabriquée en acier de qualité professionnelle, la gouge résiste parfaitement aux nettoyages et désinfections répétés.

Cet instrument est parfaitement adapté aux podologues, esthéticiennes, pédicures-manucures et professionnels du soin des pieds. La gamme est garantie : tout instrument reconnu défectueux est remplacé directement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/gouge-mousse/1322-gouge-mousse-repousse-chair.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com