

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène respironics, modèle SimplyGo

Référence : SOC-R5046

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Philips Respironics SimplyGo** est un concentrateur d'oxygène portable conçu pour offrir une flexibilité maximale aux patients nécessitant une oxygénothérapie. Contrairement à de nombreux modèles portables, il combine deux modes de fonctionnement : un mode continu et un mode à la demande (pulse dose), permettant une adaptation optimale aux besoins de chaque utilisateur.

Ce concentrateur d'oxygène est particulièrement apprécié pour sa polyvalence, sa robustesse et sa capacité à accompagner les patients aussi bien à domicile qu'en déplacement.

Double mode d'utilisation

Le SimplyGo se distingue par sa capacité à fonctionner en mode continu ou en mode pulse dose, offrant une solution adaptée à différents profils de patients.

Mobilité et robustesse

Conçu pour une utilisation mobile, cet appareil est robuste et adapté aux déplacements fréquents. Il est idéal pour les patients actifs.

Performance fiable

Le concentrateur assure une production stable d'oxygène, adaptée aux besoins quotidiens en oxygénothérapie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort d'utilisation

Malgré sa puissance et sa polyvalence, il offre un fonctionnement relativement silencieux et une utilisation simple.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Utilisation en déplacement
- Patients nécessitant un mode continu
- Assistance respiratoire quotidienne

Avantages clés

- Mode continu + pulse dose
- Appareil portable polyvalent
- Fiabilité médicale
- Utilisation simple
- Adapté à différents besoins

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène SimplyGo est une solution complète pour une oxygénothérapie flexible et efficace.

Le plus léger des **concentrateurs portables** à débit continu.

Le **SimplyGo** est le premier **concentrateur d'oxygène portable** distribué par Socimed qui allie les avantages du débit continu et d'un design de moins de 5 kg.

Vous retrouverez votre liberté avec le **SimplyGo** !

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Réglages d'oxygène:	Pulsé: 6, Continu: 2
Débit pulsé:	oui
Débit continu:	oui
Batterie:	16 cellules
Autonomie de la batterie:	Jusqu'à 3,5 heures
Niveau de bruit:	50 dB
Affichage:	Affichage LCD
Alimentation CA:	100-240 V, 50-60 Hz
Tamis moléculaires:	Non remplaçable par l'utilisateur
Filtres:	Aucun filtre externe à changer
Dimensions:	29,2 x 25,4 x 15,2 cm
Poids:	4.5 kg

Accessoires inclus :

- SimplyGo de Philips
- Batterie complète (rechargeable)
- Sacoche
- Chariot
- Alimentation et câble en alternatif
- Alimentation en continu
- Sac à accessoires
- Mode d'emploi

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/13238-concentrateur-d-oxygene-respironics-modele-simplygo.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com