

FICHE PRODUIT

VIDAS AFP - Marqueur tumorale - Immunoanalyse avec automate Vidas

Référence : SOC-30413

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test **VIDAS® AFP** est un **test quantitatif** automatisé sur les instruments de la famille **VIDAS**, permettant la mesure quantitative de l'alpha-foetoprotéine humaine dans le sérum, le plasma (héparinate de lithium ou EDTA) ou le liquide amniotique par technique ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Conditionnement: coffret de 60 tests

Poids	0.5 kg (500 g)
Volume	0.0025 m ³ (2500 cm ³)
Largeur	0.1 m (10cm)
Longueur	0.25 m (25 cm)
Hauteur	0.1 m (10 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13239-vidasr-afp-marqueur-tumorale-immunoanalyse-avec-automate-vidasr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com