

FICHE PRODUIT

Spatule d'étalement pour frottis sanguin

Référence : SOC-LRE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Spatule d'étalement pour frottis sanguin, en plastique blanc; Pour frottis sanguins

La **spatule d'étalement pour frottis sanguin** est un consommable médical conçu pour réaliser des frottis sanguins sur lames de microscopie. Elle permet d'étaler une goutte de sang de façon uniforme, dans le cadre d'analyses hématologiques, de diagnostics ou d'activités pédagogiques en laboratoire.

Ce produit s'adresse essentiellement aux professionnels : laboratoires hospitaliers, centres de diagnostic, cliniques, instituts de recherche, écoles et universités.

Elle peut également être utilisée par des techniciens en santé animale ou des particuliers avertis préparant des échantillons pour usage éducatif ou amateur.

Avantages

- **Uniformité** : extrémités conçues pour obtenir un étalement régulier sans striures, ce qui améliore la qualité du frottis sanguin et facilite la lecture microscopique.
- **Usage unique / sanitaire** : matière plastique à usage unique, limitant les risques de contamination croisée et assurant une hygiène optimale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Sécurité** : absence d'arêtes vives ou de pointes dangereuses, pour protéger l'utilisateur lors de la manipulation.
- **Précision de manipulation** : extrémités adaptées pour différentes largeurs de frottis, permettant de choisir selon le protocole ou la lame utilisée.
- **Coût contrôlé** : plastique léger, usage unique, conditionnement répondant aux besoins de volume de laboratoires ou d'enseignement, ce qui réduit les coûts d'entretien ou de stérilisation.

* Dimension (Long. x larg.) : 70 x 22/26mm;

* Condition minimum de vente: Boite de 50.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-bords-ropes-verre-blanc/1324-lames-a-bord-ropes-en-verre-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com