

FICHE PRODUIT



VIDAS CA 15-3 - Marqueur tumorale - Immunoanalyse avec automate Vidas

Référence : SOC-4834389

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test VIDAS® CA 15-3® est un test quantitatif automatisé permettant la mesure quantitative des taux de CA 15-3® dans le sérum ou le plasma humain (héparinate de lithium ou EDTA) par technique ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Conditionnement: coffret de 30 tests

Poids	1 kg
Volume	0.006 m ³ (6000 cm ³)
Largeur	0.2 m (20cm)
Longueur	0.3 m (30 cm)
Hauteur	0.1 m (10 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13240-vidasr-ca-15-3-marqueur-tumorale-immunoanalyse-avec-automate-vidasr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com