

FICHE PRODUIT

VIDAS CA 19-9 - Marqueur tumorale - Immunoanalyse avec automate Vidas

Référence : SOC-7408261

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test VIDAS® CA 19-9® est un test quantitatif automatisé qui permet de mesurer des déterminants antigéniques 1116-NS-19-9 réactifs dans le sérum ou le plasma humain (héparinate de lithium ou EDTA) par technique ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Conditionnement: coffret de 30 tests.

Poids	1.2 kg
Volume	0.0156 m ³ (15600 cm ³)
Largeur	0.25 m (25 cm)
Longueur	0.25 m (25 cm)
Hauteur	0.25 m (25 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13242-vidasr-ca-19-9r-marqueur-tumorale-immunoanalyse-avec-automate-vidasr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com