

FICHE PRODUIT

Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe

Référence : SOC-2719526

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ce **fauteuil de gynécologie à hauteur fixe** est destiné aux examens gynécologiques et au prélèvement de sang.

Description du produit

- 1- Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe 3 parties
- 2- Sellerie plate d'un bon confort sur mousse épaisseur 8 cm
- 3- Largeur 600, revêtement de classe anti-feu M1, 20 coloris au choix
- 4- Piètement en tube rond Ø 32 mm entièrement peint époxy, 16 coloris au choix
- 5- Assise inclinable mécaniquement (2 positions)
- 6- Réglage du dossier par un double système mécanique autobloquant
- 7- Réglage de la jambière en 2 positions : horizontale dans l'alignement de l'assise ou verticale et escamotable sous l'assise du fauteuil
- 8- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté dossier)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 9- Equipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers 105
- 10- Position de Trendelenburg
- 11- Capacité de charge : 130 Kg.

Options

- paire d'appui-jambes
- housse appui-jambe
- tête demi-lune.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-gynecologique/13246-fauteuil-de-gynecologie-a-hauteur-fixe-modele-carina-526.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com