

FICHE PRODUIT

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM 05P

Référence : SOC-EM 05P

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 0.5 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM 05P

Le nettoyeur à ultrasons, modèle EM 05P est un dispositif compact qui se caractérise par **son plateau amovible**, ce qui **facilite sa manipulation**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 0,5 litres

Réservoir: acier inoxydable

Boîtier: plastique ABS

Minuterie: 1 - 9 min.

Couvercle en plastique résistant au bruit

Champ d'application

Dentaire, usage domestique, laboratoire, optique, studios

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Idéal pour le nettoyage

Bijoux, articles de lunetterie, têtes de rasoir électriques, pièces de monnaie et médailles, prothèses dentaires, appareils dentaires, aiguilles de tatouage, bijoux pour piercing, imprimante à encre, tête d'épingle et bien plus

Le forfait comprend

- 1 x **Emmi-05P**
- 1 x couverture
- 1 x panier pour **Emmi-05P**
- 1 x concentré de nettoyage universel **EM-080** (100 ml)

Informations additionnelles

Numéro de produit: 60002
Application: appareils de loisir et de tous les jours
Contenu contenu: appareils de 0,5 à 2,0 litres
Fabricant: EMAG AG
Cycle de production: Accueil
Poids: 1.42
Litres: 0,6
Longueur en mm: 190
Puissance des ultrasons: 50
Fréquence ultrasonique en KHz: 49

La description

Appareil compact avec cuve oscillante amovible en acier inoxydable et boîtier en plastique ABS.
Minuterie 1-9 min. sans opération continue.

Dimensions**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

S'attaquer à l'extérieur (L x l x h): 190 x 100 x 124 mm
Baignoire intérieure (L x l x h): 175 x 80 x 40 mm
Panier intérieur (L x l x h): 167 x 74 x 48 mm
Taille de la maille du panier: 19 x 20 mm

Contenu

Quand contenu: 0,5 litres
Volume de remplissage: 0.425 litres

Équipement

Réservoir interne: acier inoxydable 1.4301
Boîtier: plastique ABS
Degré de protection: IP 20
Robinet de vidange: non
Minuterie: 1-9 min

Spécifications techniques

Transducteurs: 1 vibreur plat
Générateur HF: protégé contre les surcharges, puissance constante
Modes: demi-onde facile
Fréquence de fonctionnement: environ 42 kHz
Puissance ultrasonique: max. 50 watts
Alimentation: 50/60 Hz
Alimentation: 220 - 240 V

Accessoires

Panier en plastique "- protège le réservoir nettoyé et le transducteur -"
Panier intérieur (L x l x h): 155 x 80 x 45 mm
Maillage panier: mm
Trou de couverture en plastique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

(Pour le nettoyage de petites pièces)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13247-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-05p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	0.5 litre

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com