

FICHE PRODUIT



Chariot pour ECG avec bras (ECG Carts)

Référence : SOC-ECGCarts

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Ce chariot permet le transport et le déplacement facile des appareils ECG ou tout autre appareil d'électrochirurgie.

Il est monté sur 4 roues pivotantes en plastique avec frein.

Le chariot pour ECG dispose d'un bac à outils.

Caractéristiques du Chariot pour ECG avec bras

- Hauteur jusqu'à l'étagère : **919 mm**
- Hauteur totale : **1355 mm**
- Longueur de l'étagère : **625 mm**
- Largeur de l'étagère : **410 mm**
- Carton Size: **870*630*430**
- Volume: **0.24 cbm**
- Poids: **28 kg**
- Courier chargeable weight: **47.2 kg**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Airfreight chargeable weight: **39.3 kg**

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/13254-chariot-pour-ecg-avec-bras-ecg-carts.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com