

FICHE PRODUIT

VIDAS CA 125 II - Marqueur tumorale - Immunoanalyse avec automate Vidas

Référence : SOC-9292658

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test VIDAS® CA 125™ II est un test quantitatif automatisé qui permet de mesurer des déterminants antigéniques OC 125 dans le sérum ou le plasma humain par technique ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Poids	0.5 kg (500g)
Volume	0.002 m ³ (2000 cm ³)
Largeur	0.1 m (10cm)
Longueur	0.2 m (20 cm)
Hauteur	0.1 m (10 cm)
Conditionnement	Coffret de 30 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13256-vidasr-ca-125-iitm-marqueur-tumorale-immunoanalyse-avec-automate-vidasr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com