


FICHE PRODUIT

VIDAS D-Dimer Exclusion II (DEX2) - Immunoanalyse avec automate VIDAS

Référence : SOC-3762841

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ est un test quantitatif automatisé qui permet la détermination immunoenzymatique des produits de dégradation de la fibrine (PDF) dans le plasma humain (citrate de sodium) par technique ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Associé à un test de probabilité clinique, VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ est indiqué pour exclure les thromboses veineuses profondes (TVP) et les embolies pulmonaires (EP) chez les patients non hospitalisés suspectés de TVP et EP.

Poids	0.5 kg (500g)
Volume	0.002 m ³ (2000cm ³)
Largeur	0.1m (10cm)
Longueur	0.2m (20cm)
Hauteur	0.1m (10cm)
Conditionnement	Coffret de 60 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13259-vidasr-d-dimer-exclusion-iitm-dex2-immunoanalyse-avec-automate-vidasr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com