

FICHE PRODUIT

VIDAS FT3 - Thyroïde - Immunoanalyse avec automate Vidas

Référence : SOC-9757036

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le test VIDAS® FT3 est un test quantitatif automatisé qui permet de mesurer quantitativement de la triiodothyronine libre (FT3) dans le sérum ou le plasma humain par technique ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Poids	1.5 kg
Volume	0.0156 m ³ (15600 cm ³)
Largeur	0.25m (25cm)
Longueur	0.25m (25cm)
Hauteur	0.25m (25cm)
Conditionnement	Coffret de 60 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13260-vidasr-ft3-thyroide-immunoanalyse-avec-automate-vidasr.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com