

FICHE PRODUIT



BOITE POUR INFIRMIER

Référence : SOC-505193

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La **boîte pour infirmier** contient les instruments nécessaires pour l'administration des soins médicaux.

La boîte ainsi que les divers instruments sont en acier inoxydable stérilisable.

La **boîte d'infirmier** contient les instruments suivants :

- 1 boîte inox 20x10x5 cm.
- 1 paire de ciseaux lister croix rouge 16 cm.
- 1 pince Pean Murphy 16cm.
- 1 bistouri lame fixe manche plat lame concave 17 cm.
- 1 rasoir infirmier, manche plastique, lame 75mm.
- 1 pince dissection s/g 14 cm.
- 1 sonde cannelée 14cm.
- 1 stylet olivaire simple 14cm.
- 1 stylet porte-coton 14 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/13265-boite-pour-infirmier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com