

FICHE PRODUIT

Matelas anti-escarres multistrata Modèle Airsoft Duo (en mousse)

Référence : SOC-AD2009017

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du matelas en mousse anti-escarres multistrata Modèle Airsoft Duo

Le **matelas anti-escarres multistrata Modèle Airsoft Duo**, est doté d'une mousse à **très haute élasticité**. Le **matelas anti-escarres Modèle Airsoft Duo**, a été appliqué en milieu hospitalier conjointement par des cliniciens et les techniciens OBA dans les années 80. Leur travail a donné ainsi naissance à une mousse exclusive brevetée et exceptionnelle dans ses caractéristiques : **la mousse à très haute élasticité**.

Ce matelas en mousse à très haute élasticité bénéficie d'une densité supérieure à la majorité des mousses haute résilience existantes et utilisées en milieu hospitalier, pour une portance moitié moindre.

Le **matelas anti-escarres en mousse Modèle Airsoft Duo** bénéficie d'une fabrication multistrata optimisant tous ses composants dans un seul but : une efficacité réelle de haut niveau dans la **prévention des escarres** pour les patients à très haut risque.

Le matelas en mousse à très haute élasticité élimine les effets importants de moulage ou d'inertie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions : 200 x 90 x 17 cm avec housse

Poids: 11,5 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/13268-matelas-anti-escarres-multistrata-modele-airsoft-duo-en-mousse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com