

FICHE PRODUIT



Cassette de radiographie standard

Référence : SOC-M300024

Description du produit

Cassette de radiographie standard

La cassette de radiographie standard est en aluminium rigide enduit de poudre. Sa construction solide dans un design moderne rend sa **manipulation confortable** par un mécanisme de verrouillage à poussoir de sécurité. **La cassette standard** est constituée d'Inserts à ressort pour **une ouverture facile**. Un couvercle y est inséré avec du plomb et un coussinet en mousse.

La cassette de radiographie standard offre un excellent contact avec l'écran du film pour une qualité d'image optimale.

Mémo-clip inclu.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-standards/13276-cassette-de-radiographie-standard.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
cassettes_dimension - 18 x 24 cm	SOC-M300024-1	
cassettes_dimension - 30 x 40 cm	SOC-M300040	
cassettes_dimension - 35 x 35 cm	SOC-M300035	
cassettes_dimension - 24 x 30 cm	SOC-M300030	
cassettes_dimension - 20 x 40 cm	SOC-M300039	
cassettes_dimension - 35 x 43 cm	SOC-M300043	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com