

FICHE PRODUIT



Stérilisateur à air chaud Emmi Steri 15

Référence : SOC-EMSteri15

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Emmi Steri 15

Stérilisateur à air chaud Emmi Steri 15 utilisé dans **les institutions pour soins esthétiques. Stérilisation parfaite**; nécessaire pour chaque **salon de soin des pieds, salon de manucure, salon de tatouage** et chaque **studio de piercing**! Excellent effet, tuant les bactéries par **180 ° C d'air chaud**.

Plus d'informations

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Numéro de produit	60078
Application	Passe-temps et appareils de tous les jours
Fabricant	EMAG AG
Cycle de production	Kompakt
Poids	5.5

Dimensions

Machine extérieure: (L xlxh) 310 x 190 x 180 mm

Appareil à l'intérieur: (L xlxh) 245 x 120 x 70 mm

Paniers: (L xlxh) 230 x 110 x 28 mm

Domaine d'application

Esthétique

Configuration du stérilisateur

De paillasse

Caractéristiques du stérilisateur

Avec sécheur

Nombre de porte

Une porte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaueur/13286-sterilisateur-a-air-chaud-emmi-steri-15.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com