

FICHE PRODUIT

Nettoyant pour carte de circuits imprimés EM 303

Référence : SOC-EM303

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

EM-303 nettoyant pour carte de circuit imprimé 500ml

Conçu spécialement pour **le nettoyage par ultrasons**, il élimine la poussière, les empreintes digitales, la graisse, la résine, les huiles, mais aussi les fondants à base de résine des platines / hybrides équipées, non équipées.

Description du produit

Elimine: Graisses, empreintes digitales, fondant, résine, huiles, pâte à souder non utilisée

Convient pour: les planches / hybrides équipés et non équipés

Application: 1-5% de EM-303 (en ce qui concerne la capacité) pendant 2-15 min.

Température: 60-70 ° C

Information additionnelle

Numéro de produit 61008

Fabricant EMAG AG

Poids 0.6

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Litre 0.5

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13290-nettoyant-pour-carte-de-circuits-imprimes-em-303.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com