

FICHE PRODUIT



Acide périodique solution aqueuse, Flacon de 500ml

Référence : SOC-00021385

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Acide périodique solution aqueuse

Caractéristiques principales :

- Flacon de 500ml
- Liquide incolore
- Inodore
- D'ébullition : 101°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13300-acide-periodique-solution-aqueuse-flacon-de-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com