

FICHE PRODUIT

Armoire forte pour stupéfiants - ARGOS PHARMA 500/4

Référence : SOC-500/4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'**armoire forte pour stupéfiants - ARGOS PHARMA 500/4** a été conçue pour la protection des stupéfiants dans les pharmacies et/ou dans les hôpitaux. Sa conception permet une manipulation simple et rapide et garantit la mise en sécurité des stupéfiants et autres médicaments sensibles.

Des solutions pour un accès sécurisé sont disponibles. En effet, nous pouvons vous proposer des serrures avec mémoire des 100 derniers événements qui permettent de savoir par qui et quand l'armoire a été ouverte.

- Blindage des organes de condamnation.
- Paroi simple de 2 mm, sans trace de soudure.
- Épaisseur des portes de 70mm inarrachables.
- Diamètre des pènes de 25mm sur les 3 côtés et pènes fixes à l'arrière.
- Pré percé pour une fixation au sol.
- Ouverture de la porte à 180°.
- Tiroirs extractibles sur roulements à billes (hauteur mm)
- Serrure a clés de série ou serrures à code avec journal des 100 derniers événements en option.
- Autres serrures sur demande (grand choix possible).
- Dimensions intérieures (mm) : H 1000 x L 1200 x P 510.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions extérieures (mm) : H 990 x L 1175 x P 430.
- Volume : 500 L.
- Poids : 168
- Nombre d'étagères : 4.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/13303-armoire-forte-pour-stupefiants-argos-pharma-500-4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com