

FICHE PRODUIT

Fauteuil dentaire portable Bader

Référence : SOC- 276AA

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le fauteuil dentaire portable Bader est fabriqué en acier inoxydable et il allie sécurité et confort pour le professionnel et le patient. Il peut être adapté et transporté dans les zones les plus difficiles d'accès.

- Grande portabilité pratique, simple et confortable, et permettra au dentiste et au patient d'avoir l'ergonomie nécessaire pour effectuer leur travail dans les conditions et les endroits les plus difficiles.
- Le fauteuil dentaire portable Bader a un dossier **entièrement réglable** de 90 à 160 degrés. La chaise a six positions réglables en hauteur. Le repose-pied permet un confort total pour le patient. La chaise inclus des accoudoirs La tapisserie est en bleue
- **Construction en aluminium**, tout le corps de l'unité dentaire est en aluminium, ce qui garantit la résistance à la corrosion et à l'eau, un élément clé pour prolonger la vie du produit.
- **Tête ajustable** ; l'un des avantages de la chaise transportable Bader® est qu'elle possède un appui-tête réglable et réglable en hauteur. Cela permettra au patient de s'adapter pour le rendre aussi confortable que possible. Comme il n'a pas de tête statique, son réglage offre un grand confort.
- Dimensions : (183-100) x 60 x (55-72) cm.
- Poids : 25 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Lampe LED et plateau** : Il incorpore une lampe d'éclairage LED, qui permet au fauteuil d'être placé n'importe où, quelles que soient les conditions. La lampe à lumière froide, avec une tension de 50W lampe - 12V.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/13305-fauteuil-dentaire-portable-bader.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com