

FICHE PRODUIT

Nettoyant pour pièces d'armes EM 007

Référence : SOC-EM007

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Nettoyant pour pièces d'armes EM 007

EM-700 est **un nettoyant concentré** spécial de 500ml pour **le nettoyage par ultrasons des pièces d'arme**. Il enlève les résidus tenaces sur les pièces d'armes, douilles, roulements à bille, les traces d'huile ou de graisse. Il est aussi adapté pour le nettoyage des douilles, roulements à billes, pièces en acier

Description du produit

Élimination durable de toutes les impuretés

Convient aux pièces d'arme, acier inoxydable, métaux précieux, douilles, manchons, roulements à billes, laiton, pièces de pistolet, etc.

Application: 1-3% EM-300 (en fonction de la quantité) pendant 2-10 min de nettoyage.

Température: si utilisé correctement, assure un nettoyage rapide et en douceur!

Information additionnelle

Numéro de produit 61032

Fabricant EMAG AG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids 1

Litre 0,1

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13306-nettoyant-pour-pieces-d-armes-em-007.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com