

FICHE PRODUIT



Nettoyant intensif EM 202

Référence : SOC-EM202

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Nettoyant intensif EM-202 500ml

Est spécialement conçu pour **le nettoyage par ultrasons** et élimine facilement la chaux, la rouille, les silicates, les oxydes de métaux et les phosphates d'acier, d'acier inoxydable, de métaux précieux, de verre, de plastique et de caoutchouc.

Description du produit

Enlève tartre, rouille, silicates, oxydes de métaux et phosphates

Convient pour acier, acier inoxydable, métaux précieux, verre, plastique et plastique. Caoutchouc (pour le matériel de plongée et le nettoyage de base des instruments).

Ne convient pas pour les métaux légers, l'étain et zinc

Application: 5% de EM-202 (en ce qui concerne la capacité) pendant 2-10 min. Nettoyer.

Température: 20-60 ° C

Information additionnelle

Numéro de produit 61006

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fabricant EMAG AG

Poids 0.6

Litre 0.5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13310-nettoyant-intensif-em-202.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com