

FICHE PRODUIT

Nettoyant spécial EM 600

Référence : SOC-EM600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

EM-600 Nettoyant spécial 500ml

Spécialement conçu pour **le nettoyage par ultrasons**, il agit comme **complément additionnel du nettoyeur à ultrasons**. Enlève les traces de peinture, graisse, huile, pigment et résine sur le verre, caoutchouc, porcelaine, matières plastiques, métal (ne convient pas pour le nettoyage des métaux légers, étain et zinc). Agit comme désémulsifiant.

Description du produit

CPNP-Referenz: 1332290

Enlève les taches, la graisse, les huiles, les pigments et la cire

Convient pour le verre, le caoutchouc, la céramique, le plastique, le métal, etc.

Ne convient pas pour les métaux légers, l'étain et zinc

Application 1-10% de EM-600 (en ce qui concerne la capacité) pendant 1-10 min.

Température 20-80 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Information additionnelle

Numéro de produit 61010

Fabricant EMAG AG

Poids 0.6

Litres 0,5

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13313-nettoyant-special-em-600.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com