

FICHE PRODUIT



Nettoyant pour métaux non ferreux EM 700

Référence : SOC-EM700

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Nettoyant pour métaux non ferreux EM 700-500ml

Conçu spécifiquement pour le nettoyage par ultrasons ; il agit comme **complément additionnel du nettoyeur à ultrasons**. Elimine les impuretés et agit comme désoxydant. Convient pour le nettoyage les cartes de circuits imprimés, les bijoux et pièces d'horlogerie.

Description du produit

Élimine les impuretés légères, agit désoxydant

Convient pour manchons de cartouches, cartes de circuits imprimés, cartes de maintenance, bijoux, montres, etc.

Application: 5% EM-700. (En ce qui concerne la capacité) pendant 1-10 min

Température: 20-80 ° C

Information additionnelle

Numéro de produit 61011

Fabricant EMAG AG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Poids 0.6

Litre 0,3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13314-nettoyant-pour-metaux-non-ferreux-em-700-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com