

FICHE PRODUIT

Glacière médicale thermoélectrique 7 litres

Référence : SOC-9457

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cette glacière médicale dispose d'une double fonction de réfrigération et chauffage elle est constituée d'un boîtier en plastique moulé injecté avec isolation en mousse polyuréthane.

Caractéristiques :

- Conditionnement : Unitaire
- Description : Glacière 7 litres
- Dimension : P 19 cm
- Livré avec : Bandoulière, câble de raccordement 12 V et transformateur 230 V.
- Matériau : Plastique/Polyuréthane
- Température Min. : 5 °C
- Température : 5 °C à 65 °C
- Température Max. : 65 °C
- Refroidi jusqu'à 5 °C, réchauffé jusqu'à 65 °C.
- Dimensions extérieures : H 27,8 x l 33,3 x P 19 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/13315-glaciere-medicale-thermoelectrique-7-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com