

FICHE PRODUIT

Autoclave horizontal automatique, 500 Litres

Référence : SOC-TS500YDA

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'autoclave : type d'autoclave Horizontal
- Type de porte : Porte simple / une porte

Description du produit

Autoclave horizontal automatique 500 Litres

L'**autoclave horizontal automatique 500 Litres** est idéal pour la stérilisation à la vapeur de vos instruments médicaux.

Avec sa fonction de séchage, le **stérilisateur horizontal TS-500YDA** convient parfaitement au séchage du pansement médical. Contrôlé automatiquement, son processus de stérilisation est facile à utiliser et possède une protection automatique contre la surcharge et la surchauffe. Robuste, cet **autoclave stérilisateur horizontal** possède une **chambre de stérilisation** en acier inoxydable, d'une capacité de 500 Litres.

Les mesures de sécurité de l'autoclave horizontal automatique 500 L:

- La porte ne peut être ouverte que si la pression dans la **chambre de stérilisation** est de 0.027 MPa
- Si la porte du stérilisateur n'est pas correctement fermée, le **processus de stérilisation** ne débutera pas
- La soupape de sécurité s'ouvre automatiquement lorsque la pression interne est de 0.24 MPa. Ce qui permet à la vapeur d'être évacuée du réservoir d'eau.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- L'alimentation est automatiquement stoppée en cas de manque d'eau et une alarme est déclenchée jusqu'au remplacement.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/13316-autoclave-horizontal-automatique-500-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	type d'autoclave Horizontal
Type de porte	Porte simple / une porte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com