

FICHE PRODUIT



Mallette Kit test complet pour chaudière et eau de refroidissement, Modèle BC 3

Référence : SOC-BC3235050

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit test complet pour chaudière et eau de refroidissement, Modèle BC 3

Le **kit de test de chaudière et d'eau de refroidissement** comprend les éléments nécessaires pour mesurer des paramètres importants dans la chaudière et l'eau de refroidissement.

Certaines méthodes de mesure utilisent des **réactifs** et des **disques de couleur** pour déterminer visuellement la concentration de paramètres. D'autres méthodes de mesure utilisent les réactifs et les procédures de titrage pour mesurer la concentration des paramètres.

Paramètres du kit test

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètres	Intervalle	Méthode
Alcalinité	0-100, 0-400 mg/L CaCO ₃	Titration
Chlorure	0-100, 0-400 mg/L Cl ⁻	Titration
Chlore, total	0-3.4 mg/L Cl ₂	Disque de couleur
Dureté, Total	0-20 mg/L CaCO ₃	Titration
Fer	0-0.2, 0-2 mg/L Fe	Disque de couleur
pH	5.6-8.4, 7.4-9.6 pH unités	Disque de couleur
Phosphate	0-40 mg/L PO ₄	Disque de couleur
Silice	0-30 mg/L SiO ₂	Disque de couleur
Sulfite	0-20, 0-200 mg/L Na ₂ SO ₃	Titration

Composants du kit

Assurez-vous que tous les composants ont été reçus. Reportez-vous à la liste qui suit. Si des articles sont manquants ou endommagés, contactez le représentant des ventes immédiatement.

1. Bouteille à mélanger (4x)
2. Mallette de transport
3. Pince, tube à essai
4. Boîte de comparaison de couleur
5. Disques couleur (7x)
6. Tubes de visualisation en couleur, en plastique (2x)
7. Tubes de visualisation en couleur, en verre (2x)
8. kit de préparation
9. compte-gouttes (2x)
10. Fiole Erlenmeyer, 50 ml
11. Fiole Erlenmeyer, 125 ml
12. Papier filtre, 2-3 µm, 12,5 cm
13. Entonnoir en plastique
14. Adaptateur de visualisation à long chemin

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

15. Bouchons pour tubes à visualisation de couleur (2x)
16. Tube en plastique 5,83 mL
17. Flacon de mesure en plastique
18. Sachets de poudre indicateur Vert de Bromocrésol – Rouge de Méthyl
19. Solution tampon Dureté 1 (100 mL MDB)
20. Solution témoin Dureté 2
21. Solution de titration Dureté 3
22. Sachets de réactif en poudre Phénolphtaléine
23. Solution témoin, bleu de Thymol, 100 mL MDB
24. Bleu de bromothymol, MDB de 100 ml
25. Sachets de réactif en poudre silice LR, molybdate, 5 mL, paquet de 100
26. Réactif en sachet de poudre Silice 3, paquet de 100
27. Sachets de réactif en poudre Acide citrique
28. Solution réactive d'acide sulfurique, 0.035N
29. Sachets de réactif en poudre indicateur de chlorure 2
30. Solution de titration nitrate d'argent
31. Sachets de poudre de réactif Fer TPTZ
32. Sachets de réactif en poudre PhosVer3
33. Solution réactive d'acide sulfurique, 5.25N
34. Solution d'hydroxyde de sodium, 5.0 N
35. Solution d'aide à la filtration
36. Sachets de réactif acide en poudre
37. Sachets de réactif molybdate en poudre
38. Sachets de réactif sulfite 1 en poudre
39. Sachets de réactif d'acide sulfamique en poudre
40. Solution réactive de Sulfite 3

Poids de la caisse pleine: 7.50 Kg

Collecte d'échantillons

- Collectez les échantillons dans des bouteilles en verre ou en plastique propres.
- Analysez les échantillons à température ambiante dès que possible pour obtenir les meilleurs résultats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-colorants-en-poudre/13317-kit-test-complet-pour-chaudiere-et-eau-de-refroidissement-modele-bc-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com