

FICHE PRODUIT



Armoire forte pour stupéfiants Modèle SB PRO 40

Référence : SOC-SBPRO40

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire forte pour stupéfiants Modèle SB PRO 40

L'armoire forte pour stupéfiants, Modèle SB PRO 40 est construit à double paroi blindée. **Cette armoire forte pour stupéfiants, Modèle SB PRO 40** est doté d'une protection coupe-feu. Il est conforme au norme DIN 4102.

Cette armoire forte pour stupéfiants Modèle SB PRO 40 est également doté d'une porte d'ouverture à 180°.

L'armoire forte pour stupéfiants Modèle SB PRO 40 a un système de fermeture anti-vol au moyen de penes de diamètre 25mm sur 3 côtés.

La structure de **l'armoire forte pour stupéfiants Modèle SB PRO 40** comprend 5 tiroirs extractibles. Il est également équipé d'une serrure clé double panneton (2 clés fournie).

Cette armoire forte pour stupéfiants, Modèle SB PRO 40 est pré-percée pour fixation au sol ou mural.

Garantie 1 an.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques de l'armoire forte pour stupéfiant Modèle SB PRO 40

Dimension externe (mm) : H 1200 x L 700 x P 550 + 70 mm

Dimension interne (mm) : H 1140 x L 630 x P 425

Volume : 300 litres

POIDS : 73 KG 5

Tiroirs extractibles : H 60 x L 558 x P 396

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/13321-armoire-forte-pour-stupefiants-modele-sb-pro-40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com