

FICHE PRODUIT



Pince 3 becs

Référence : SOC-8098

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pince 3 becs d'une précision irréprochable, avec un design, un confort et une prise en main parfaite.

- Acier chirurgical allemand
- Inserts en tungstène
- Finition micro-sablée
- Système box-joint garantissant un usage précis et durable.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-coupante/13323-pince-3-becs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com