

FICHE PRODUIT

Boîte pour amygdales

Référence : SOC-505262

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte pour amygdales

Composition :

- 1 boîte inox 28x14x6 cm
- 2 pinces d'Allis 19 cm
- 2 dissecteur de Hurd 22 cm
- 2 ciseaux good a amygdales courbes 19 cm
- 1 serre-nœud de Brunning + anse
- 1 amygdalotome de Sludder-ballenger
- 2 ouvre-bouche de Jenning 13 cm
- 1 pince de Negus courbe
- 1 pince de Negus très courbe
- 2 pinces de Colver 19 cm
- 2 curettes fines 3 mm pleines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2 sondes de Nelaton 14 cm
4 pinces de Kocher 14 cm droites a/g
2 pinces de Leriche 15 cm courbes s/g
2 bistouris a amygdales de Killian 19 cm
2 pinces de Bengolea courbes s/g 20 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/13324-boite-pour-amygdales.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com