

FICHE PRODUIT



Pince à moufle - Mestra

Référence : SOC-040245

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La pince à moufle est utilisée pour retirer les moufles lors de l'ébouillantage ou les cylindres du four.

- Pour cylindre de stellite lors de la coulée.
- Fabriquée en acier inoxydable.
- Longueur 330 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-coupante/13325-pince-a-moufle-mestra.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com