

FICHE PRODUIT

Vibrateur de plâtre rond

Référence : SOC-BMMIT000410

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **vibrateur dentaire** est un plateau qui vibre à grande vitesse afin d'éviter bulles d'air dans les mélanges.

Grâce au **vibrateur pour laboratoire dentaire** il est possible d'obtenir des alginates, des gypses et autres mélanges sans bulles d'air.

Caractéristiques :

- Poids : 1.7kg.
- Diamètre caoutchouc : 11cm et diamètre vibrateur 11,5cm.
- Puissance de vibration réglable.
- Tension : 220V/50 Hz
- Puissance : 100 W
- Dimensions : 14x15x11cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/divers/13327-vibrateur-de-platre-rond.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com