

FICHE PRODUIT



Moniteur de signes vitaux, PC-3000

Référence : SOC-PC3000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le moniteur multiparamétrique (signes vitaux) PC-3000 dispose des caractéristiques suivantes:

- Écran couleur TFT LCD haute résolution 7"
- Modes adulte, pédiatrique et néonatal
- ECG: 7 dérivations, analyse du décalage segment ST, analyse des arythmies
- SpO2: saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme
- Pression artérielle: mesures systolique, diastolique et moyenne
- Température cutanée, mesure rapide en option (cutanée 20s, tympanique 2s)
- Courbe de la fréquence respiratoire
- Alarmes visuelles et sonores: plusieurs niveaux de couleur selon gravité
- Visualisation de l'historique des données
- Dimensions: 15,6 x 19,8 x 9,3 cm
- Poids: 1,3 kg
- Alimentation: 1 batterie lithium-ion 14,4 V ~ 2 200 mAh (jusqu'à 3h d'autonomie)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Garantie: 2 ans

Livré avec :

- Câble ECG 5 brins
- 10 électrodes
- Capteur SpO2 adulte
- Brassard adulte
- Sonde de température
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/moniteur-de-signes-vitaux/13328-moniteur-de-signes-vitaux-pc-3000.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com