

FICHE PRODUIT

Analyseur d'hématologie Modèle OX360

Référence : SOC-002OX3600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description de l'analyseur d'hématologie Modèle OX360

L'analyseur d'hématologie Modèle OX360 est l'automate d'hématologie idéal pour les ouvertures de laboratoires ou pour les laboratoires réalisant peu de tests par jour. Compact, facile d'utilisation, moderne et autonome, il a été conçu pour faciliter les opérations du quotidien. L'analyseur d'hématologie Modèle OX360 est aussi une solution économique pour les laboratoires.

Robuste et Puissant :

Compact, l'analyseur d'hématologie Modèle OX360 trouve facilement sa place dans tout type de laboratoire. Avec une mémoire de 40 000 résultats et 3 histogrammes, l'analyseur d'hématologie Modèle OX360 offre un examen complet et exhaustif des données des patients.

Maintenance automatisée :

L'OX-360 offre une maintenance automatisée facilitant les opérations quotidiennes. Ainsi, le nettoyage des chambres, des éléments fluidiques et autres actions de maintenance sont mécanisés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

et automatisés.

Intuitif et convivial

L'analyseur d'hématologie Modèle OX360 dispose d'un écran tactile couleur de 10.4 pouces, qui simplifie les manipulations quotidiennes. Toujours dans le but de rendre les opérations plus confortables, l'analyseur d'hématologie Modèle OX360 possède une imprimante brevetée de 80 mm de large offrant une meilleure lecture des résultats aux utilisateurs.

Précis et fiable

L'analyseur d'hématologie Modèle OX360 se caractérise par une excellente sensibilité analytique et CV qui garantissent la fiabilité d'un diagnostic de qualité.

Caractéristiques de l'analyseur d'hématologie Modèle OX360

Performance d'analyse : 3 populations, 21 paramètres

Type de patient : pour humains

Autres caractéristiques : vétérinaire, de paillasse, compact, système intégré, avec écran tactile, par impédance électrique

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit




<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/13329-analyseur-d-hematology-modele-ox360.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com