

FICHE PRODUIT

Analyseur d'électrolytes Auto Plus (Na, K, CL)

Référence : SOC-001EX402

Points forts

- délais : 48 heures
- Types d'Électrolytes : 3 (Na , K , CL-)

Description du produit

Description de l'Analyseur d'électrolytes Modèle Auto Plus (Na, K, CL)

L'Analyseur d'électrolytes Modèle Auto Plus (Na, K, CL) est un automate évolutif et est un passeur d'échantillons unique sur le marché mondial. Le mode de calibration de **l'analyseur d'électrolytes Auto Plus** est automatique. L'électrode est sans maintenance. Sa traçabilité est complète et précise.

L'Analyseur d'électrolytes Auto Plus répond aux besoins de tous les laboratoires.

Instrument évolutif : toutes les combinaisons d'électrodes sont possibles sur demande.

L'automate Modèle Auto Plus peut évoluer grâce au simple ajout d'une électrode : **NA, K, CL, Ca, pH, Li** (évolutif, jusqu'à 5 électrodes, simultanément). Ainsi, il devient envisageable de commencer avec un **automate de base** et le faire **évoluer** selon les besoins du laboratoire.

Précision des résultats : La carte d'acquisition intégrée sur chaque électrode permet une excellente précision et reproductibilité des résultats. En effet, cela permet un traitement immédiat des signaux analogiques sans risque d'interférence.

Un passeur unique : Le passeur d'échantillons offert par le **modèle automatique plus** est unique sur le marché. Il dispose de 40 positions, accepte les tubes pédiatriques, primaires et capsules, détecte le volume d'échantillon tout comme les valeurs anormales et est équipé d'un

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

lecteur code barre interne 100% automatique.

Plus de 50 tests par jour.

Caractéristiques techniques de l'Analyseur d'électrolytes Modèle Auto Plus (Na K CL)

Nombre de tests par jour : Plus de 50

Modèle : Auto Plus

Type échantillonnage manuel : Sang complet, sérum, plasma, Urine et autres substances biologique, Seringue, Tube Capillaire avec reconnaissance du positionnement.

Type échantillonnage automatique avec détection de niveau : Jusqu'à 40 tubes primaires adultes et pédiatriques et/ou cuvettes.

Volume Echantillon : 40 µl pour Na⁺ et K⁺

Evolutif - jusqu'à 5 électrodes en simultané : Oui

Electrode ISE, avec carte d'acquisition intégrée, sans maintenance : Oui

Durée d'un cycle d'analyse : moins de 60 secondes, rinçage, 1 point de calibration et rapport imprimé inclus.

Cadence : 60 tests par heure

Identification du patient, Alphanumérique, jusqu'à 20 caractères : Oui

Ecran graphique et tactile : Oui

Consommables : Pack contenant les solutions de calibration, de rinçage et les déchets.

Calibration : Automatique, programmable et sur demande.

Sortie USB : Oui

Port pour Lecteur code-barres (en option) : Oui

Port pour clavier externe (en option) : Oui

Port RS232 : Oui

Heure en temps réel : Oui

Sauvegarde des résultats : 1000

Menu intuitif : Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Imprimante thermique intégrée : Oui

Calibration et rinçage automatiques : Oui

Pack de nettoyage : Oui

Lecteur code-barres intégré : En option

Modèle disponibles : Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, pH

Multilingue : Oui

Batterie interne : En option

Alimentation, externe, port 100/220 Volt : Sortie 15 VDC 37,5 W

Poids : 6,5 Kg

Dimension : H 24 cm, L16 cm, P 18 cm

Contrôle qualité, 3niveaux statistiques inclus : Oui

Connexion LIS : Oui

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/13330-analyseur-d-electrolytes-auto-plus-na-k-cl.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Types d'Électrolytes	3 (Na , K , Cl-)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com