

FICHE PRODUIT

Microscope Trinoculaire à Fluorescence, modèle Delphi-X Observer - DX.3153- APLi

Référence : SOC-DX.3153-APLi

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique à fluorescence
- Tête d'observation : Trinoculaire
- Type d'objectifs : Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Description du produit

- Modèle trinoculaire
- Tête inclinable ergonomique
- Oculaires standards super grand champ SWF 10x/25mm, tubes de Ø 30 mm
- Révolver inversé sextuple
- Système optique EIS amélioré corrigé à l'infini
- Objectifs Plan EIS parafocaux à 60 mm
- Objectifs Plan Semi-Apochromatiques EIS parafocaux à 60 mm
- Fixation de filetage d'objectifs M25 mm
- Eclairage à vapeur de mercure HBO 100 W
- Eclairage NeoLED™ de 3 W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Eclairage Halogène de 100 W

Configuration complète.

Platine permettant une rotation

Équipé d'objectifs Plan semi-apochromatique 4x/10x/20x/40x/100x (aptés pour la fluorescence et le fond clair. D'excellente qualité)

Objectif Plan IOS 2x.

Condenseur O.N 0.9/1.25

Kit composé d'un condenseur Zernike à contraste de phase / fond clair + les objectifs de phase inclus 10x/20x/40x/100x

Ne dispose pas de fond noir

Caméra DC.6000i (spécial pour la fluorescence)

NB : Plus de détails sur la FICHE TECHNIQUE

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13331-microscope-trinoculaire-a-fluorescence-modele-delphi-x-observer-dx-3153-apli.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique à fluorescence
Tête d'observation	Trinoculaire
Type d'objectifs	Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com