

FICHE PRODUIT



Caméras couleur refroidies pour microscope à Fluorescence, modèle DC.6000i

Référence : SOC- DC.6000i

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caméras couleur refroidies pour microscope à Fluorescence, modèle DC.6000i

- Caméras refroidies par effet Peltier pour les universités, les laboratoires et l'industrie
- Pour les applications en fluorescence
- Caméras couleur de 6 Mpix
- Capteur caméra de grande dimension, 1 pouce
- Interface USB-3.0
- Logiciel d'imagerie avancé

Spécifications techniques :

- **Capteur** Capteur CCD refroidi Peltier de 1 pouce

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Pixels** 2748 x 2200 pixels, 6 Mpix
- **Mode** Progressive, obturateur déroulant
- **Taille des Pixels** 4.54 μm x 4.54 μm
- **Filtre** RGB
- **Monture** C-mount
- **Max image/sec.** 7.5 images par seconde (2748 x 2200 pixels) 14 frames par seconde (2748 x 1092 pixels)
- **Exposition** Automatique ou manuelle, plage d'exposition de 0,06 ms à 3600 s
- **Balance de blanc** Automatique / manuel
- **Sensibilité** 880 mV @ 1/30 s
- **Interface de donnée** USB 3.0 haute vitesse (compatible avec USB-2)
- **Système de refroidissement Peltier** Système de refroidissement actif à deux platines à -45°C en dessous de la température du corps de la caméra
- **Utilisation** -10~50°C, 30-80 % d'humidité
- **Température de stockage** -20~60°C
- **Alimentation** Port USB 5V sur PC Adaptateur secteur externe pour système de refroidissement, DC 12 V, 3 A
- **Livré avec** Un câble USB, un objectif à monture-c 1x, adaptateurs de conversion de 30,0 et 30,5 mm à 23,2 mm pour une utilisation sur stéréomicroscopes, lame d'étalement de 1 mm / 100 (10 μm / division), alimentation externe de 100-240 Vca et une mallette de transport

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13333-cameras-couleur-refroidies-pour-microscope-a-fluorescence-modele-dc-6000i.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com