

FICHE PRODUIT



Extracteur pour Scie d'autopsie DELUXE

Référence : SOC-EXT35555A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La scie d'autopsie Deluxe est associée à un système d'extracteur qui répond aux critères les plus élevés de confinement et de filtration des débris pathogènes.

Données techniques de l'Extracteur pour scie d'autopsie DELUXE :

- Puissance moteur (max.) : **1 kW**
- Tension secteur : **120 V~ ou 230 V~**
- Fréquence alimentation : **50-60 Hz**
- Aspiration : **2500 mm de la jauge à eau**
- Filtration : **99,997% > 0,5 microns**
- Capacité du sac à débris : **7,5 litres**
- Niveau sonore : **58 dB(A)**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-salon/13335-extracteur-pour-scie-d-autopsie-deluxe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com