

FICHE PRODUIT

Armoires de sécurité ventilées à réactifs et à produits toxiques, Modèle MF4

Référence : SOC-0001MF4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoires de sécurité ventilées à réactifs et à produits toxiques, Modèle MF4

L'armoire de sécurité ventilées à réactifs et à produits toxiques, Modèle MF4 est conforme aux **articles R.5132-66 et R. 5132-68** du Code de la Santé Publique. Il est également conforme aux recommandations de **I.N.R.S.** Pictogrammes normalisés conformes aux normes **ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003**, et à la **directive européenne 92/58/CEE**.

Avantages de l'armoire de sécurité ventilées à réactifs et à produits toxiques, Modèle MF4

- Ventilateur électrique intégré.
- Importante capacité de stockage.

Sécurité passive :

- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé « toxiques » ou « nocifs » (à préciser à la commande).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 3 étagères de rétention, réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention amovible au bas de l'armoire, hauteur 100mm.

Sécurité active :

- Ventilateur électrique intégré : 220-240 volts
- 0,1 A - 18 W; débit de 90 m³/h; protection IPX4; niveau sonore de 37,5 Lp dB(A) (3m).
- Double porte battante à fermeture 3 points et verrouillage à clef.

Caractéristique techniques de l'armoire de sécurité ventilées à réactifs et à produits toxiques

- Désignation : Armoire avec ventilateur
- Dimension Extérieures H x L x P (mm) :1975 x 1000 x 500
- Dimension Intérieures H x L x P (mm) :1920 x 980 x 480
- Capacité de stockage (L) :250
- Capacité de rétention (L) :60
- Nombre d'étagères : 3 (Étagère supplémentaire en option)
- Charge admissible par étagère (1) (kg) : 50
- Poids :100 kg

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Sur étagère de rétention en PVC.
- Tiroir coulissant
- Coffres à poisons, voir ci-dessous.

Coffres à poisons : (12L Modèle MF1 et 19L Modèle MF2)

Ces coffres à poisons peuvent être utilisés comme armoires murales pour stocker vos produits dangereux ou comme coffres à poisons dans les **armoires de sécurité (Modèle MF4)**.

Sa construction est en acier 10/10ème. Sa peinture époxy blanche RAL 9010.

Signalisation par symbole normalisé « toxiques » conforme aux normes **ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, à la directive 92/58/CEE.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Étagères réglables en hauteur sur crémaillères : **2 pour le coffre à poisson 12L modèle MF1; 4 pour le coffres à poisson 19L modèle MF2.**

Porte battante à fermeture à clef.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/13337-armoires-de-securite-ventilees-a-reactifs-et-a-produits-toxiques-modele-mf4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com