

FICHE PRODUIT

Congélateur médical -40 °C -86 °C, 158 L modèle BDF-86V158

Référence : SOC-BDF-86V158

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Congélateur médical -40 ~ -86 °C, modèle BDF-86V158

Le **Congélateur médical -40 ~ -86 °C, modèle BDF-86V158** convient aux industries électroniques, aux laboratoires universitaires, aux industries militaires et aux entreprises de pêche pélagique.

Caractéristiques techniques du Congélateur médical -40 ~ -86 °C, modèle BDF-86V158

Type : Vertical ;**Capacité :** 158 L ;**Plage de température :** -40 ~ -86 °C ;**Précision de la température :** 0,1 °C ;**Système de commande :** Contrôle par microprocesseur, avec affichage LED ;**Alarme audio et visuelle :** Température élevée, défaillance du capteur ;**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mode de réfrigération : Réfrigération directe ;

Réfrigérant : Réfrigérant préparé ;

Compresseur : 1 set ;

Condenseur & évaporateur : En cuivre ;

Fabrication :

- * Structure : Design uniforme avec mono-assemblage moussant (Matériau d'isolation rigide en polyuréthane) ;

- * Matière interne : SS304 ;

- * Matière externe : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien.

Porte : Porte à verrou ;

Roulettes : 4 roulettes ;

Chambre interne avec porte : 3

Etagères : 2 pièces ;

Support de test de température : 1, Ø 30 mm.

Spécifications techniques du Congélateur médical -40 ~ -86 °C, modèle BDF-86V158

Consommation : 480 W ;

Alimentation : AC110V/220V±10%, 50/60Hz ;

Dimension externe (Larg. x Dia. x Haut.) mm : 700 x 700 x 1580 ;

Dimension interne (Larg. x Dia. x Haut.) mm : 458 x 430 x 788 ;

Dimension d'emballage (Larg. x Dia. x Haut.) mm : 800 x 780 x 1720 ;

Poids brute : 155 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-86-c/13339-congelateur-medical-40-86-c-158-l-modele-bdf-86v158.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com