

FICHE PRODUIT



Incubateur à thermostat avec humidificateur, 400 L modèle LHP-400

Référence : SOC-LHP400

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur de laboratoire à thermostat avec humidificateur, 400 L modèle LHP-400

L'**Incubateur à thermostat modèle LHP-400** est un incubateur de laboratoire contrôlé par microprocesseur. Il est idéal pour effectuer des tests de température et dispose d'un régulateur d'humidité.

Caractéristiques techniques :

- Contrôle par microprocesseur, alarme de surchauffe ;
- Intérieur en acier inoxydable ;
- Réglage de l'affichage numérique et de la température réelle ;
- Minuterie d'affichage numérique, réglage automatique du PID ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alarme automatique après le démarrage ;
- Adapté aux tests de température constante ;
- Avec humidificateur ;
- Adapté à diverses cultures et incubations microbiennes.

Spécifications techniques :

- Capacité : 400 L ;
- Puissance : 1500 W ;
- Plage de température : 5 ~ 50, humidité ajoutée : 10 ~ 45 ;
- Fluctuation de la température : ± 1 °C ;
- Plage d'humidité : 50 – 90 % HR (lorsque l'humidité est réglée sur 90% HR, la température est de 35 °C) ;
- Fluctuations de l'humidité : $\pm 5\%$ - $\pm 8\%$ HR ;
- Zone d'humidification : 7 L ;
- Minuteur : 0 - 999 min ;
- Tension : 220V 50Hz ;
- Dimension (mm) : 900 x 710 x 1830 ;
- Poids : 180 kg.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/13342-incubateur-de-laboratoire-a-thermostat-avec-humidificateur-400-l-modele-lhp-400.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com