

FICHE PRODUIT



Chariot à linge 2 compartiments

Référence : SOC-SKH040-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot en doublure d'acier inoxydable

- Dimensions: 800 * 600 * 840 mm
- Structure en acier inoxydable
- 4 roulettes antistatiques avec frein
- Avec sac en toile

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-divers/13343-chariot-a-linge-2-compartiments.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com