

FICHE PRODUIT

Diluteur gravimétrique DILUFLOW

Référence : SOC-00021388

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Diluteur gravimétrique DILUFLOW

Le **Diluteur gravimétrique DILUFLOW** est un appareil de laboratoire qui permet de diluer automatiquement en quelques secondes un échantillon solide avec la masse appropriée de diluant, et toutes les garanties de traçabilité. Avec de nouveaux brevets et innovations, il offre la meilleure solution pour vos dilutions. Le **Diluteur gravimétrique DILUFLOW** est disponible en simple ou double pompe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Profil ultra-bas : Hauteur BagOpen® < 30 cm
- Utilisation facile sous hotte à flux laminaire
- Bac de récupération amovible (Breveté)
- BagOpen® avec Système GeckoGrip (Breveté)
- Stand magnétique pour BagOpen® (Forme brevetée)
- LightCode : LED couleur selon statut

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Compatible avec kit booster
- Corps tout acier inox 304L
- Noyau électromécanique en fonderie d'inox
- Résolution jusqu'à 200 g : 0,01 g
- Gamme de pesée : 0,1 à 3000 g
- Charge max sans support : 4500 g
- Précision de la pesée : 0 à 100 g : $\pm 0,05$ g Précision de la pesée : 100 à 3000 g : $\pm 0,1$ %
- Poids mini de dilution : 5 g
- Poids mini de distribution : 5 g
- Facteur de dilution : 1/2 à 1/99
- Précision de dilution/distribution : > 98%
- Temps de dilution pour un échantillon de 25 g dilué au 1/10 : < 9 s (avec kit booster en mode Fast)
- Temps de distribution pour 90 mL : < 7 s (avec kit booster en mode Fast)
- Temps de distribution pour 225 mL : < 10 s (avec kit booster en mode Fast)
- Nombre max de pompes : 2 intégrées
- Mode distribution/dilution : Fast - Standard - Accurate
- Traçabilité : Imprimante / Logiciel de supervision (export vers ExcelTM / OpenOfficeTM ou Libre Office CalcTM, imprimante)
- Données exportées : Poids de l'échantillon / Poids total / Facteur de dilution / Précision de la dilution / Pompe droite ou gauche ou le logiciel de supervision : Numéro de l'échantillon / Nom de l'opérateur / Date / Heure
- Connexion: Sortie RS232 pour imprimante / port USB pour ordinateur / Prise Jack pour pédale à pied
- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T3,15A L 250V 5x20 mm
- Puissance max : 60 W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13344-diluteur-gravimetrique-dilufLOW.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com