

FICHE PRODUIT

Réfractomètre Portable Modèle SW-800

Référence : SOC-OPT8001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfractomètre Portable Modèle SW-800

Le réfractomètre portable Modèle SW-800 un appareil d'ophtalmologie avec des paramètres de control visuels, simple et rapide. Le **réfractomètre portable Modèle SW-800** est doté d'une Caméra Optique qui mesure les deux yeux simultanément (tout comme pour prendre une photo). **Cet appareil** est conçu pour détecter les problèmes de vision des patients âgés de 3 mois et plus. Un total de 8 mesures binoculaires différentes peuvent être atteint en deux secondes.

Caractéristiques techniques du refractomètre portable Modèle SW-800

- Modes: Binoculaire/Monoculaire
- Mesure: Automatique
- DS: Plage: -7.50D à +7.50D
- Résolution: 0.25D/0.01D,
- Précision: $\pm 0.50D$
- DC: Plage: 0.00D à 3.00D

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Résolution: 0.25D/0.010D,
- Précision: $\pm 0.50D$
- Axe : Plage 1° à 180°
- Résolution : 1°,
- Précision: $\pm 5^\circ$
- Diamètre pupille: 3mm à 9mm
- Résolution: 0.1mm,
- Précision: ± 0.1 mm
- Écart Pupillaire: 35 à 80 mm,
- Résolution: 1mm,
- Précision: ± 1 mm
- Regard: 0° à 20 °
- Distance de mesure: 1 m ± 5 cm
- Temps d'acquisition: $\sim 1s$
- Cible Fixation : Clignotement léger, son attractif
- Interface Données: Wifi, USB
- Interface Impression: Wifi, USB
- Batterie: Lithium Amovible Rechargeable,
- Autonomie max 6 heures
- Dimensions: 180mmx130mmx110mm
- Affichage: Ecran Tactile 5 pouces
- Poids: 800g
- Accessoires Optionnels: Trépied, imprimante, etc .

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refratometre-keratometre/13345-refractometre-portable-modele-sw-800.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com