

FICHE PRODUIT

Pipette de transfert en polyéthylène non stérile, 5 ml.

Référence : SOC-F1016-7

Points forts

- délais : 48 heures
- Capacité des pipettes : 0.5 ml

Description du produit

Pipette de transfert en polyéthylène non stérile, 5 ml.

DESCRIPTION

Cette pipette de laboratoire graduée jusqu'à 5 ml est idéale pour doser vos arômes et vos bases. L'aspiration du liquide se fait par pression. Très simple à utiliser et pratique pour faire vos mélanges.

Pipette 0.5ml de transfert de F1016-10 0.5ml

Matériau : PE

Taille de carton : 49*33*33cm

Emballage : 500pcs*20bags=10000pcs/ctn

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13348-pipette-de-transfert-en-polyethylene-non-sterile-5-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Capacité des pipettes	0.5 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com