

FICHE PRODUIT

Lit électrique d'hospitalisation à domicile

Référence : SOC-KL-M03

Points forts

- délais : 48 heures
- Structure de la table : Réglable en hauteur

Description du produit

Lit d'hospitalisation à domicile

Le **lit médical à usage domestique** est idéal pour toute personne ayant besoin d'une aide médicale supplémentaire et est utilisé à domicile ou dans une maison de retraite. Ce **lit d'hospitalisation à domicile** a un moteur silencieux et lisse et permet le changement des segments de la tête et des pieds du lit.

Données techniques

- Dimensions globales : L 2150mm * L 980mm * H 480mm-700mm
- Cadre du lit d'hospitalisation en Acier électrique perforé
- Poids du lit d'hospitalisation 120kg
- Plateforme MS, Plateforme perforée avec trou de ventilation
- Capacité de chargement 240 kg (500 lb)
- Tension électrique du lit: 10V / 60Hz ou 220V / 50Hz
- Options en Matelas médical; Tablier de Chevet
- Carton d'emballage : L2000mm * L1000mm * H500mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Liste de colisage

- 1 Panneau de lit: Bande d'acier laminé à froid
- 1 paire de repose-tête et jambe: en plastique ABS détachable
- 1 paire de rail latéraux: alliage d'aluminium pliable
- 1 Tête de lavabo: en plastique ABS
- 1 bassin de lit : en plastique ABS
- 4 Freins Indépendants Catersl
- 1 Tige de perfusion en acier inoxydable
- 1 Table de salle à manger en plastique ABS de haute qualité
- Moteur motorisé de marque, garantie de 3 ans;
- Manivelle pliable: ABS * 1 set pour la défécation
- En option: 1 mousse haute densité

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/13352-lit-d-hospitalisation-a-domicile.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Structure de la table	Réglable en hauteur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com